

## PRØVETAKING BASSENG

Prøver bør leveres mandag, tirsdag eller onsdag før kl. 13.30 for å unngå helgetillegg på analyser som må startes opp samme dag. Vi har et døgnåpent prøvemottak hvor prøver utenfor åpningstid kan leveres i kjøleskap/fryseboks. Ta alltid kontakt med laboratorium på forhånd da denne inngangen krever egen kode.

### FREMGANGSMÅTE

- Prøven skal helst tas på egnet sterile flasker fra laboratorium, minimum 500ml.
- For kloret vann skal det i tillegg leveres en 500ml flaske tilsatt tiosulfat - gjenkjennes som oftest med rød kork.
- Prøven skal tas like før vannet går til filtrering, for eksempel ved skvalperenne eller lignende.
- Åpne flasken på en slik måte at berøring av flaskeåpning og innside av kork unngås. *Ikke legg korken med åpningen ned på gulv/benk, samt ha rene hender eller hansker.*
- Senk flasken ned i bassenget og før flasken langsomt i retning fra deg selv om mulig, og fyll flasken 4/5 full.
- Merk flasken **tydelig** med kundenavn, dato og klokkeslett, type prøve (basseng), prøvested, samt annen relevant informasjon. Er det ikke avtalt analyser med laboratorium på forhånd skal det alltid leveres et følgeskjema med prøven. Skjema kan lastes ned på vår hjemmeside eller fylles ut ved levering.
- Prøven leveres til laboratorium snarest etter uttak.  
**NB: For akkrediterte resultat på kimtall så må analysen startes opp innen 12 timer etter uttak.**

### HENTING/LEVERING

TosLab AS  
Stakkevollvegen 55  
9010 Tromsø

*Vi holder til i 3. etasje med inngang på sjøsiden i nedre bygg.*

### SENDING

Vi kan sende prøvetakingsutstyr i posten hvis opphenting ikke er mulig. Vi kan også legge ved returlapp med ekspresslevering hvis analyser krever snarlig oppstart. Hvis prøven da blir levert inn til postkontor innen frist så vil vi motta prøven dagen etter. Pris på sendingen vil variere ut ifra lokasjon. Fryseelement bør ikke være i direkte kontakt med prøven og vil føre til dannelse av is.

*Vi kan være behjelpelig med henting av prøver på bussterminal, båt og andre lokasjoner lokalt i Tromsø om levering eller sending med post ikke er ideelt for deg.*

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt via telefon 776 24 360 eller send oss en forespørsel på [post@toslab.no](mailto:post@toslab.no)

